

Une montre avec une technologie unique au monde

- **Rester à son domicile**, le plus longtemps possible, en toute sécurité, de jour comme de nuit.
- **Appeler de l'aide**, en toutes circonstances, même dans les situations les plus graves.
- **Vivre normalement**, sans contrainte technique.
- **Être protégé** sans être surveillé.
- Garder sa dignité, ne pas être ridicule, **ne pas changer ses habitudes** quotidiennes.
- **Se sentir rassuré** tout en rassurant son entourage...

...AVEC VIVAGO C'EST POSSIBLE !

D'une technologie innovante et révolutionnaire, VIVAGO est la solution idéale. Portée au poignet, la montre Vivago est discrète, efficace, simple à utiliser. De jour comme de nuit, Vivago enregistre, mémorise, analyse et alerte quand il le faut. Vivago détecte les situations physiologiques anormales en fonction du rythme de chaque individu.

À DOMICILE

**Prévenir,
aider,
sécuriser**

VIVAGO,

Tous les avantages d'une technologie de pointe pour la protection et la sécurité de la personne seule à domicile.

Rester
vivre
appeler
protéger
changer
rassurer



Vivago, la solution pour rester plus longtemps à son domicile

APPELER AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

1 APPEL À L'AIDE VOLONTAIRE

Chute, malaise sans perte de connaissance, besoin d'aide, besoin d'être rassuré...

Avec VIVAGO, il est possible de déclencher volontairement un appel manuel, en pressant tout simplement le bouton situé au centre de la montre.

2 APPEL À L'AIDE AUTOMATIQUE

Perte de connaissance, coma, paralysie, déshydratation,...

En cas de modification ou diminution du niveau d'activité physiologique, **VIVAGO détecte grâce à son capteur de micro-mouvements, l'immobilité prolongée anormale de l'utilisateur et peut appeler automatiquement les secours.**

“ En alertant plus rapidement, on réduit le temps d'intervention des secours, on limite les conséquences : séquelles graves voire irréversibles liées à un **trop long délai d'attente** ”

LE SAVIEZ-VOUS ?

En cas de perte de connaissance, le cerveau privilégie l'envoi d'informations aux fonctions vitales comme le cœur et la respiration, au détriment des membres qui ne reçoivent plus d'ordre, ce qui entraîne la perte d'activité et de verticalité.



Vivago favorise la liberté de mouvement et le sentiment d'indépendance !

ALLER ET VENIR EN TOUTE TRANQUILLITÉ

VIVAGO fonctionne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du domicile, grâce à son rayon d'action de 60 m en champ libre. Au-delà de cette limite, et après un délai défini, VIVAGO pourra signaler l'absence ou l'éloignement si on le souhaite.

LA GARANTIE D'UNE MONTRE TOUJOURS PORTÉE

Grâce à ses fonctions de montre (heure, date et réveil) fini les appareils au fond du tiroir... De plus, son étanchéité totale permet de prendre sa douche et son bain en toute sécurité. Si pour une raison quelconque le bracelet n'est pas au poignet, après un temps défini, une alarme se déclenche.


“ avec VIVAGO vous pouvez programmer un temps plus ou moins long pour chaque alarmes automatique en fonction du rythme de vie de chaque personne. ”



COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME VIVAGO ?

VIVAGO est un système basé sur l'analyse de l'activité physiologique. Cette analyse est possible grâce à la combinaison de **3 éléments physiques** : la température cutanée et ambiante, la **conductibilité** de la peau, et les mouvements, y compris les micros mouvements. Ces données propres à chaque utilisateur sont **enregistrées automatiquement** en permanence et comparées à la moyenne des données captées au cours des 4 derniers jours et nuits. En cas de différence significative, une alarme est émise.

À qui et comment sont transmis les appels ?



Aux centres d'appels agréés VIVAGO, médicalisés ou non

DISPONIBLES 24H/24 ET 7J/7

Le centre d'appel reçoit un message qualifié (appel volontaire, montre retirée, hors de portée, perte de connaissance...).

L'opératrice entre directement en liaison avec la personne à son domicile grâce au système main libre : haut parleur et micro intégrés à la base Multilink.

Elle rassure, évalue et en fonction des besoins, alerte un voisin, un proche ou les secours.

En cas de situation grave, un médecin présent 24h sur 24, prendra le relais et pourra analyser la situation puis déclencher les secours d'urgence en leur transmettant des données médicales confidentielles concernant le patient et préalablement communiquées par le médecin traitant, sous pli confidentiel, lors de la prise du contrat.

Un coffret VIVAGO se compose de :

- Une montre
- Une base Multilink (à brancher sur la prise téléphonique) qui reçoit et analyse les signaux radio émis par la montre.
- Les câbles téléphone et secteur • un guide utilisateur

EN OPTION : un **boîtier de contact multifonction** : Il permet de recevoir des informations de différents équipements (lit, fauteuil roulant, porte, divers équipements médicaux, etc...) et de les transmettre, sans liaison filaire, au système VIVAGO

Modulaire et compatible, VIVAGO s'adapte à tous types d'habitations.

Aucun travaux nécessaires, la mise en service est immédiate.

VIVAGO peut s'installer sur certaines installations utilisant des lignes dégroupées (nous consulter).

Minimum requis : Prise téléphonique filaire analogique et prise électrique 220 Volts



DISTRIBUÉ PAR :

Vivago®

email : info@vivago.fr
www.vivago.fr

Agence - Analgema - 03 38 41 31 41



Appeler
à l'aide,
quand on ne peut plus
le faire soi-même,
avec **VIVAGO**
c'est possible !



Votre ange gardien à portée de main.